

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6, 12 ET 24 FLEX CENTRIFUGEUSES STANDARDS PROGRAMMABLES

Les centrifugeuses standards HORIZON conviennent pour les traitements les plus variés. Personnalisez les paramètres et vérifiez chaque détail sur l'écran numérique. Vous pouvez également préprogrammer jusqu'à 10 cycles.

Simple d'utilisation

Son écran numérique permet de personnaliser facilement les paramètres du cycle à la volée, ou de définir et de sélectionner l'un des 10 cycles programmables. Centrifugez des tubes de 75-125 mm (0,5-50 ml) sans avoir à changer de support de tubes ou à ajouter des cales.

Facile à surveiller

Traitez vos échantillons plus efficacement grâce aux voyants de la centrifugeuse HORIZON : ils sont éteints lorsque la centrifugeuse est prête à être chargée, allumés lorsqu'elle est en marche et clignotants lorsque le cycle est terminé. Une fois l'appareil en marche, la durée de centrifugation restante s'affiche sur l'écran.

Conçue pour durer

Sans entretien. Moteur sans balais, composants en matériaux composites de haute technologie.

Une concentration sur la sécurité

Protégez votre laboratoire avec la fonction de détection de déséquilibre et un couvercle incassable qui ne peut être ouvert que lorsque le rotor est à l'arrêt, et ce, même en cas de coupure de courant.

Une valeur sûre

Un rapport qualité/prix imbattable. La centrifugeuse HORIZON est livrée prête à l'emploi, avec un rotor horizontal, des supports de tubes universels et une garantie de 2 ans, le tout, pour un prix abordable.



Capacité des tubes	6, 12 ou 24 (75-125 mm/0,5-50 ml)
Applications	Biochimie, coag., PPP, PRP, urine
Centrifugation	Horizontale (max. de 2 000 xg/3 800 RPM)
Inclus	Rotor, godets et supports de tubes
Garantie *	2 ans (rotor : garanti à vie)

* Extension de garantie disponible



HORIZON 6 Flex



HORIZON 12 Flex



HORIZON 24 Flex

Conçue et fabriquée aux États-Unis. SAV également basé aux États-Unis.

HORIZON 6, 12 ET 24 FLEX



Les voyants indiquent l'étape du cycle : prêt, en marche, terminé.

Utilisez les cycles prédéfinis par défaut* pour la biochimie, la coag. et l'urine ou programmez vos cycles validés

** cycles prédéfinis basés sur les recommandations de la CLSI et la notice fournie par le fabricant des tubes*

Affichage du temps restant

Vérifiez les paramètres exacts du cycle

10 réglages programmables pour toutes vos applications

Références	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Centrifugeuse	00-376-009-000	00-383-009-000	00-384-009-000
Support/godet de recharge pour tubes de 75-100 mm	7713079 (qté : 1)	7713079 (qté : 1)	7713023 (qté : 1)
Support pour tube de 50 ml			7713037
Bouchon			7713035
Plateforme SmartView	00-079-009-001		
Extension de garantie de 1 an	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Extension de garantie de 2 ans	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Extension de garantie de 3 ans	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Paramètres personnalisés *	00-100-100-101	00-100-100-101	00-100-100-101

* Ajoutez cette référence à votre commande pour que vos cycles personnalisés soient préprogrammés à l'usine

Spécifications	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Niveau sonore	64 dBA	56 dBA	59 dBA
Force G/Vitesse max.	2 000 xg à 3 800 RPM	2 000 xg à 3 700 RPM	2 000 xg à 3 400 RPM
Dimensions (l x p x h)	12 x 14 x 9 po 30 x 36 x 23 cm	13 x 15 x 9 po 33 x 38 x 23 cm	15 x 17 x 9 po 38 x 43 x 23 cm
Poids	12 lb (5,4 kg)	30 lb (13,7 kg)	39 lb (17,7 kg)
Alimentation	95 à 253 V – 50/60 Hz		

ENREGISTRÉE
AVEC LA FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

