

Systèmes complets de fluorescence

424350

Système de test paludéen QBC avec ParaLens Advance™, microscope et centrifugeuse

Le système de test paludéen QBC avec ParaLens Advance, microscope et centrifugeuse est un système complet de microscope optique à éclairage par transmission et de microscopie par fluorescence pour la coloration et l'examen des parasites du paludisme. Inclut un microscope de classe recherche doté d'objectifs 4x, 10x, 40x et 100x, un accessoire pour microscope ParaLens Advance doté d'un objectif 60x, une centrifugeuse capillaire QBC (120/230 V, 50/60 Hz) et un test paludéen QBC (boîte de 2 000).

424450

Système de test paludéen QBC avec ParaLens Advance et centrifugeuse

Le système de test paludéen QBC avec ParaLens Advance et centrifugeuse est un système de microscopie par fluorescence pour la coloration et l'examen des parasites du paludisme. Inclut l'accessoire pour microscope ParaLens Advance et un objectif de 60x, la centrifugeuse capillaire QBC (120/230 V, 50/60 Hz) et le test paludéen QBC (boîte de 2 000).

Kits de test

253037

Test paludéen QBC (boîte de 100)

Le test paludéen QBC est un tube capillaire revêtu d'anticoagulants et d'acridine orange utilisés pour colorer les parasites du paludisme aux fins de détection, en utilisant la technologie de fluorescence. Inclut 10 plateaux individuels de 10 tests, avec flotteurs de précision en plastique et couvercles.

253005

Test paludéen QBC (boîte de 2000)

Inclut 8 boîtes individuelles de 250 tests, avec flotteurs de précision en plastique et couvercles.

Accessoires et matériel

424278

ParaViewer

Le ParaViewer est un porte-tube capillaire en plastique utilisé pour l'examen du test paludéen QBC sur une platine de microscope.

424226

Station de travail QBC

Station de travail en plastique robuste d'une capacité de 100 tubes de tailles variées, incluant les tubes QBC pour le paludisme.

427708

Huile à immersion (Type B)

Cette bouteille d'huile d'immersion de 30 mL est requise pour examiner le test paludéen QBC sous un grossissement 60x.

427752

Huile d'immersion (Type B) (paquet de 4)

420000

Lancettes à lame de 1,8 mm (boîte de 100)

Ces lancettes à ressort sont idéales pour le prélèvement du sang capillaire utilisé avec les tubes QBC. La version 1,8 mm est conçue pour la pédiatrie.

420001

Lancettes à lame de 2,3 mm (boîte de 100)

Identique à la réf. 42000, sauf que son usage est destiné aux adultes.

Équipement connexe

Pour obtenir une liste complète des accessoires connexes du ParaLens Advance ou de la centrifugeuse capillaire QBC, veuillez consulter les listes de description des produits respectives.

