

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA CENTRÍFUGAS DE RUTINA **CON ROTOR DE ANGULO FIJO**

Centrifugue tubos de 125 mm y cumpla las necesidades de procesamiento con rotor de ángulo fijo para PRP, orina y más con el HORIZON. Elija la centrífuga HORIZON 6 Flex FA por su pantalla digital y sus 10 ciclos programables. Seleccione la centrífuga HORIZON 6 FA para configurar y bloquear sus configuraciones validadas para una máxima estandarización.

Fácil de Usar

Programe y recupere 10 ciclos en la centrífuga HORIZON 6 Flex FA a través de la pantalla digital. Configure y bloquee sus tres ciclos preferidos en la centrífuga HORIZON 6 FA a través de los simples controles de dos botones. Ambas centrifugan tubos de 75-100 mm (3-10 mL) en el mismo soporte sin almohadillas, o tubos de 125 mm (15 mL) en los soportes para tubos adicionales incluidos.

Fácil de Monitorizar

Procese muestras de manera más eficiente con la tapa con iluminación LED del HORIZON: se apaga cuando la centrífuga está lista para ser cargada, se enciende cuando está funcionando y emite destellos intermitentes al final del ciclo.

Construida Para Durar

No necesita mantenimiento de rutina, con un motor sin escobillas, componentes de compuestos diseñados.

Diseñada Para la Seguridad

Proteja su laboratorio con la detección de desequilibrios y una tapa irrompible que solo puede ser abierta cuando el rotor se ha detenido por completo, incluso cuando la unidad pierde el abastecimiento de energía.

Un Excelente Precio

Calidad insuperable para cualquier presupuesto. Cada centrífuga HORIZON viene lista para funcionar con un rotor de ángulo fijo, soportes universales para tubos de 75-100 mm (3-10 mL), soportes para tubos de 125 mm (15 mL), y una garantía de 2 años incluida en el precio económico.

**Elija la centrífuga HORIZON 6 Flex FA para mayor flexibilidad y por su pantalla de visualización de ciclos.
Elija la centrífuga HORIZON 6 FA por su simplicidad.**

Nivel de Sonido:	64 dBA
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.):	12 x 14 x 9 pulg. (30 x 36 x 23 cm)
Peso:	12 lbs (5,4 kg)
Potencia:	95 a 253 V - 50/60 Hz



Capacidad de los tubos	6 (75, 100 o 125 mm/3-15 mL)
Aplicaciones	Plasma Rico en Plaquetas (PRP), Bioquímica, Plasma Bajo en Plaquetas (PPP), Coagulación, Orina
Centrifugado	Ángulo Fijo (máx. 1.850 xg/3.900 RPM)
Incluye	Rotor, Soportes para Tubos
Garantía *	2 años (rotor: garantía de por vida)

* *Garantía ampliada disponible*

Diseñada, construida y con servicio al cliente situado en los EE. UU.

HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA



Programa su ciclo validado y asígnele un nombre personalizado

Almacene hasta 10 programas o use las configuraciones preestablecidas para bioquímica, coagulación y orina*

La luz de la tapa indica el estado del ciclo: listo, en funcionamiento, finalizado

La luz LED indica el ciclo actual

Visualice el ciclo y el tiempo restante de centrifugado en la pantalla

Mantenga las muestras a la temperatura recomendado con una sistema de flujo del aire



Seleccione el ciclo preestablecido: bioquímica, coagulación, orina*

Las configuraciones pueden ser bloqueadas en un solo ciclo o personalizadas en el laboratorio

** configuraciones preestablecidas basadas en las directrices del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI, por sus siglas en inglés) y las instrucciones de uso del fabricante de tubos*

Números de las partes	HORIZON 6 Flex FA	HORIZON 6 FA
Centrífuga	00-376-009-001	00-276-009-001
Soporte/vaso de reemplazo para tubos de 75-100 mm	7713079 (1 cantidad)	7713079 (1 cantidad)
Soporte/vaso de reemplazo para tubos anaranjado de 125 mm	7713044 (1 cantidad)	7713044 (1 cantidad)
Plataforma SmartView	00-079-009-001	00-079-009-001
Extensión de garantía de 1 año	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Extensión de garantía de 2 años	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Extensión de garantía de 3 años	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Configuraciones personalizadas *	00-100-100-101	00-100-100-101

* Agregue este número de parte a su orden de compra para que sus ciclos personalizados validados sean preestablecidos en la fábrica

Ciclos preestablecidos estándar		Con soporte para tubos azul (tubos de 75-100 mm/3-10 mL)	Con soporte para tubos anaranjado (tubos de 125 mm/15 mL)
1 (Bioquímica)	10 min a 3.900 RPM	1.600 xg	1.850 xg
2 (Coagulación, PPP)	15 min a 3.800 RPM	1.500 xg	No corresponde
3 (PRP, Orina)	5 min a 2.200 RPM	500 xg	600 xg

LISTADO EN LA FDA



RoHS Compliant



ISO13485 certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

