

HORIZON



DRUCKER HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA FESTWINKLIGE ROUTINE ZENTRIFUGEN

Drehen Sie 125 mm Röhrchen und erfüllen Sie die Anforderungen an die Festwinkelbearbeitung der PRP -Eigenbluttherapie, Urinproben und mehr mit HORIZON. Wählen Sie den HORIZON 6 Flex FA wegen seiner digitalen Anzeige und 10 programmierbaren Zyklen. Wählen Sie den HORIZON 6 FA, um Ihre validierten Einstellungen für maximale Standardisierung einzustellen und zu sperren.

Einfach zu verwenden

Programmieren und rufen Sie 10 Zyklen auf dem HORIZON 6 Flex FA via Digitalanzeige ab. Setzen und sperren Sie Ihre drei bevorzugten Zyklen am HORIZON 6 FA über die einfache Zwei-Knopf-Bedienung. Drehen Sie 75-100 mm(3-10 ml)-Röhrchen im gleichen Halter ohne Polster oder 125 mm(15 ml)-Röhrchen in den zusätzlich enthaltenen Röhrchenhaltern.

Einfach zu überwachen

Bearbeiten Sie Proben effizienter mit der LED-Deckelbeleuchtung des HORIZON: aus, wenn die Zentrifuge bereit ist, beladen zu werden, ein, wenn sie läuft und blinkend am Ende jedes Zyklus.

Zuverlässig gebaut

Keine Routinewartung. Brushless-Motor, konstruierte Verbundkomponenten.

Sicherheit steht an erster Stelle

Schützen Sie Ihr Labor dank der Unwuchterkennung und einem bruchsicheren Deckel, der nur geöffnet werden kann, wenn der Rotor ruht, auch wenn das Gerät keinen Strom mehr hat.

Hoher Mehrwert

Unschlagbare Qualität für jedes Budget. Jede HORIZON-Zentrifuge ist einsatzbereit mit einem Festwinkelrotor, 75-100 mm(3-10 ml) -Universal-Röhrchenhaltern, 125 mm (15 ml)-Röhrchenhaltern und einer 2-Jahre-Gewährleistung zum günstigen Preis.

Röhrchenkapazität	6 (75, 100 oder 125 mm/3-15 ml)
Anwendungen	PRP, Biochemie, PPP, Koagulation, Urin
Zentrifugation	Festwinkel (Max. 1.850 xg/3.900 U/min)
Enthalten	Rotor, Röhrchenhalter
Gewährleistung *	2 Jahre (Rotor: lebenslange Gewährleistung)

* Erweiterte Gewährleistung ist verfügbar

Wählen Sie den HORIZON 6 Flex FA für mehr Flexibilität und wegen seiner Zyklusanzeige.

Wählen Sie den HORIZON 6 FA wegen seiner Einfachheit in der Bedienung.

Schallpegel:	64 dBA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):	12 x 14 x 9 Zoll (30 x 36 x 23 cm)
Gewicht:	12 Pfund (5,4 kg)
Leistung:	von 95 bis 253 V – 50/60 Hz

In den USA entwickelt und hergestellt. US-Support.

HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA



Die Lichter auf dem Deckel zeigen den Status an: bereit, läuft, fertig

Die LED-Lampe zeigt den aktuellen Zyklus an

Überprüfen Sie den Zyklus und die verbleibende Drehzeit auf dem Bildschirm



Wählen Sie den voreingestellten Zyklus: Biochemie, Koagulation, Urin*

Die Einstellungen können für einen einzelnen Zyklus gesperrt oder im Labor angepasst werden

** Voreinstellungen basierend auf den CLSI-Richtlinien und der Gebrauchsanweisung des Röhrchenherstellers*

Programmieren Sie Ihren validierten Zyklus und geben Sie Ihrem Zyklus einen benutzerdefinierten Namen

Speichern Sie bis zu 10 Programme oder verwenden Sie die Standard-Voreinstellungen für Biochemie, Koagulation und Urin*

Teilenummern	HORIZON 6 Flex FA	HORIZON 6 FA
Zentrifuge	00-376-009-001	00-276-009-001
Ersatz 75-100 mm Röhrchenhalter/Eimerchen	7713079 (1 St.)	7713079 (1 St.)
Ersatz 125 mm Röhrchenhalter/Eimerchen	7713044 (1 St.)	7713044 (1 St.)
SmartView-Plattform	00-079-009-001	00-079-009-001
1 Jahr Gewährleistungsverlängerung	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
2 Jahre Gewährleistungsverlängerung	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
3 Jahre Gewährleistungsverlängerung	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Benutzerdefinierte Einstellungen*	00-100-100-101	00-100-100-101

* Fügen Sie diese Teilenummer zu Ihrer Zentrifugenbestellung hinzu, damit Ihre benutzerdefinierten validierten Zyklen im Werk vorprogrammiert werden können

Voreingestellte Standardzyklen		Mit blauem Röhrchenhalter (75-100 mm/3-10 ml Röhrchen)	Mit orangenem Röhrchenhalter (125 mm/15 ml Röhrchen)
1 (Biochemie)	10 min @ 3.900 U/min	1.600 xg	1.850 xg
2 (Koagulation, PPP)	15 min @ 3.800 U/min	1.500 xg	k. A.
3 (PRP, Urin)	5 min @ 2.200 U/min	500 xg	600 xg

FDA GELISTET



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

