

## DRUCKER MODELLO 642B CENTRIFUGA ORIZZONTALE A SINGOLA VELOCITÀ

Realizza separazioni di campioni di alta qualità al prezzo più conveniente. Le semplici impostazioni a velocità singola e il timer meccanico regolabile della 642B soddisfano una varietà di esigenze di preparazione dei campioni di sangue. L'esclusivo design del rotore consente un'elaborazione orizzontale con una manutenzione minima e senza problemi.

### Un affare

Qualità imbattibile per tutte le tasche. Ogni unità è pronta all'uso con rotore, portaprovette e garanzia di 2 anni inclusa nel conveniente prezzo.

### Semplice da usare

La 642B offre potenti elaborazioni a velocità singola con un timer meccanico facilmente regolabile. Impostata per funzionare ad una costante di 1600 xg, la 642B consente la selezione del tempo di ciclo da 1 a 30 minuti.

### Funzionamento refrigerato

Il design unico dell'alloggiamento del motore e la camera di rotazione mantengono i campioni freschi durante il processo.

### Realizzato per durare

I componenti rinforzati e il motore brushless forniscono anni di funzionamento senza manutenzione. Il coperchio trasparente infrangibile migliora la sicurezza del laboratorio.

### Per una migliore riproducibilità

Quando la consistenza è vitale, considera la **642E** elettronica a velocità singola. La 642E è la centrifuga da laboratorio clinico più venduta al mondo e presenta un'interfaccia semplice a due pulsanti e tempo di esecuzione predefinito per tutte le esigenze di biochimica più comuni.




**Modello 642E**




### Rotore orizzontale a 2 stadi

Il nostro design del rotore orizzontale oscillante brevettato incorpora un esclusivo portaprovette che produce campioni ideali orizzontalmente separati.

Angolo di carico



Angolo di rotazione



Provette	Applicazioni	Centrifugazione	Inclusi	Garanzia
6 75-100 mm 0,5-10 mL	Biochimica, Coagulazione, PPP	Orizzontale 1.600 xg RCF Max Max 3.400 giri/min	Rotore, cestelli, Portaprovette	2 anni Rotore: garantito a vita Estensione di garanzia disponibile

**Progettato, costruito e con servizio al cliente negli Stati Uniti**


# DRUCKER MODELLO 642B

642B	Numeri di parte
Centrifuga	00-016-009-001
Portaprovette da 75-100 mm	7713079 (qtà: 1)
Piattaforma SmartView	00-079-009-001
Estensione garanzia di 1 anno	03-0-0007-0001
Estensione garanzia di 2 anni	03-0-0007-0002
Estensione garanzia di 3 anni	03-0-0007-0006

642B	Specifiche
Livello audio	65 dBA
Dimensioni	11,75 x 14 x 8,75 in 30 x 35,5 x 22 cm
Peso	11 lb (5 kg)
Accelerazione massima	10 secondi
Decelerazione massima	80 secondi
Potenza	115 V – 50/60 Hz

Osservare in sicurezza i campioni attraverso il coperchio trasparente infrangibile

Camera di protezione rinforzata e motore brushless per un funzionamento silenzioso e senza manutenzione



Il timer meccanico facilmente regolabile può essere impostato da 1 a 30 minuti

Elaborazione costante a 1.600 xg (3.400 giri/min)

## ALTRI MODELLI DRUCKER



### 642E

La centrifuga da laboratorio numero 1 al mondo  
Per sangue



### HORIZON

3 cicli, disponibile per 6, 12, 24 tubi  
Per sangue e urine



### HORIZON Flex

Display digitale, disponibile per 6, 12, 24 tubi  
10 cicli, er sangue e urine

ELENCATI  
DAL FDA



RoHS  
Compliant



ISO13485  
certified



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

