

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6, 12 & 24 FLEX

CENTRIFUGHE A **PROGRAMMAZIONE ROUTINARIA**

Soddisfate le più svariate esigenze di elaborazione con le centrifughe routinarie HORIZON Flex. Personalizzate le impostazioni e controllate ogni dettaglio sul display digitale, o preprogrammate fino a 10 cicli.

Semplice da usare

Il display completamente digitale semplifica la personalizzazione istantanea dei parametri del ciclo o imposta e seleziona uno dei 10 cicli programmabili. Centrifugare provette da 75-125 mm (0,5-50 mL) senza cambiare portaprovette o aggiungere cuscini.

Semplice da monitorare

Elaborare campioni in modo più efficiente con l'illuminazione del coperchio a LED di HORIZON: spento quando la centrifuga è pronta per essere caricata, acceso durante il funzionamento e lampeggiante alla fine del ciclo. Una volta avviata l'unità, il display mostra il tempo rimanente.

Realizzato per durare

Nessuna manutenzione di routine. Motore brushless, componenti compositi progettati.

Progettato per la sicurezza

Proteggete il vostro laboratorio con il rilevamento dello squilibrio e un coperchio infrangibile che può essere aperto solo quando il rotore è fermo, anche se l'unità perde potenza.

Un affare

Qualità imbattibile per tutte le tasche. Ogni centrifuga HORIZON è pronta all'uso con rotore orizzontale, portaprovette universale e garanzia di 2 anni inclusa nel conveniente prezzo.



Capacità delle provette	6, 12, o 24 (75-125 mm/0,5-50 mL)
Applicazioni	Biochimica, Coag, PPP, PRP, Urine
Centrifugazione	Orizzontale (max 2.000 xg/3.800 giri/min)
Inclusi	Rotore, cestelli e portaprovette
Garanzia *	2 anni (rotore: garanzia a vita)

* Estensione di garanzia disponibile



HORIZON 6 Flex



HORIZON 12 Flex



HORIZON 24 Flex

Progettato, costruito e con servizio al cliente negli Stati Uniti

HORIZON 6, 12, & 24 FLEX



Il display mostra il tempo rimanente

Verificare i parametri esatti del ciclo

10 impostazioni programmabili per tutte le applicazioni

Le spie del coperchio indicano lo stato del ciclo: pronto, in funzione, terminato

Utilizzare le impostazioni rapide predefinite* per biochimica, coag e urine o programmare i vostri cicli convalidati

** impostazioni predefinite basate sulle linee guida CLSI e sulle istruzioni per l'uso del produttore di provette*

Numeri di parte	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Centrifuga	00-376-009-000	00-383-009-000	00-384-009-000
Sostituzione portaprovette o cestello da 75-100 mm	7713079 (qtà: 1)	7713079 (qtà: 1)	7713023 (qtà: 1)
Portaprovette da 50 mL			7713037
Tappo			7713035
Piattaforma SmartView	00-079-009-001		
Estensione garanzia di 1 anno	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Estensione garanzia di 2 anni	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Estensione garanzia di 3 anni	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Impostazioni personalizzate*	00-100-100-101	00-100-100-101	00-100-100-101

* Aggiungete questo numero di parte al vostro ordine della centrifuga per far sì che i vostri convalidati cicli personalizzati vengano preprogrammati in fabbrica

Specifiche	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Livello audio	64 dBA	56 dBA	59 dBA
Forza g/Velocità massima	2.000 xg a 3.800 giri/min	2.000 xg a 3.700 giri/min	2.000 xg a 3.400 giri/min
Dimensioni (L x P x H)	12 x 14 x 9 in 30 x 36 x 23 cm	13 x 15 x 9 in 33 x 38 x 23 cm	15 x 17 x 9 in 38 x 43 x 23 cm
Peso	12 lb (5,4 kg)	30 lb (13,7 kg)	39 lb (17,7 kg)
Potenza	Da 95 a 253 V – 50/60 Hz		

ELENCATI
DAL FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

