

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6, 12 E 24 FLEX CENTRÍFUGAS DE **ROTINA PROGRAMÁVEL**

Satisfaça os mais diversos requisitos de processamento com as centrífugas de rotina HORIZON Flex. Personalize as configurações e verifique todos os detalhes no visor digital ou pré-programe até 10 ciclos.

Fácil de Usar

O visor totalmente digital facilita a personalização dos parâmetros de ciclo ou configura e seleciona um dos 10 ciclos programáveis. Centrifugue tubos de 75-125 mm (0,5-50 ml) sem trocar os suportes dos tubos ou adicionar almofadas.

Fácil de Monitorar

Processe amostras com mais eficiência com a iluminação LED da tampa do HORIZON: desligada, quando a centrífuga está pronta para carregar; ligada, quando está em funcionamento; e piscando, no final do ciclo. Uma vez que a unidade é ligada, o mostrador exibe o tempo restante de centrifugação.

Feita para Durar

Nenhuma manutenção de rotina com um motor sem escova, componentes compósitos de engenharia.

Projetada para Segurança

Proteja seu laboratório com detecção de desequilíbrios e uma tampa inquebrável que só pode ser aberta quando o rotor estiver parado, mesmo que a unidade perca potência

Um Grande Valor

Qualidade imbatível para qualquer orçamento. Todas centrífugas da Drucker estão prontas para operar com rotor horizontal, porta-tubos universais e garantia de 2 anos, tudo isso a um preço acessível.



Capacidade dos Tubos	6, 12 ou 24 (75-125 mm/0,5-50 ml)
Aplicações	Bioquímica, Coagulação, PPP, PRP, Urina
Centrifugação	Horizontal (máx. 2.000 xg/3.800 RPM)
Incluindo	Rotor, Caçambas e Suportes de Tubos
Garantia *	2 anos (rotor: garantia vitalícia)

* *Garantia estendida disponível*



HORIZON 6 Flex



HORIZON 12 Flex



HORIZON 24 Flex

Projetado, fabricado e com manutenção nos EUA

HORIZON 6, 12 E 24 FLEX



Números das Peças	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Centrífuga	00-376-009-000	00-383-009-000	00-384-009-000
Porta-tubos/caçamba de substituição de 75-100 mm	7713079 (1 qtd)	7713079 (1 qtd)	7713023 (1 qtd)
porta-tubos de 50 mm			7713037
Tapa			7713035
Plataforma SmartView	00-079-009-001		
Extensão de Garantia de 1 ano	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Extensão de Garantia de 2 anos	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Extensão de Garantia de 3 anos	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Configurações Personalizadas *	00-100-100-101	00-100-100-101	00-100-100-101

* Adicione este número de peça no seu pedido para ter seus ciclos personalizados validados pré-programados na fábrica

Especificações	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Nível de ruído	64 dBA	56 dBA	59 dBA
Força G/Velocidade Máxima	2.000 xg em 3.800 RPM	2.000 xg em 3.700 RPM	2.000 xg em 3.400 RPM
Dimensões (L x P x A)	12 x 14 x 9 pol. 30 x 36 x 23 cm	13 x 15 x 9 pol. 33 x 38 x 23 cm	15 x 17 x 9 pol. 38 x 43 x 23 cm
Peso	12 lbs (5,4 kg)	30 lbs (13,7 kg)	17,7 kg (39 lbs)
Potência	95 a 253 V – 50/60 Hz		

LISTADA
PELA FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

