

# HORIZON

## DRUCKER HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA ROTINA DE ÂNGULO FIXO CENTRÍFUGAS

Centrifugue tubos de 125 mm e atenda às necessidades de processamento de ângulo fixo para PRP, urina e muito mais com o HORIZON. Escolha a HORIZON 6 Flex FA pelo seu display digital e 10 ciclos programáveis. Selecione o HORIZON 6 FA para definir e bloquear suas configurações validadas para a máxima padronização.

### Fácil de Usar

Programa e recupere 10 ciclos no HORIZON 6 Flex FA através do mostrador digital. Defina e bloqueie seus três ciclos preferidos no HORIZON 6 FA através do controle simples de dois botões. Ambos os tubos de centrifugação de 75-100 mm (3-10 ml), no mesmo suporte sem almofadas, ou tubos de 125 mm (15 ml), nos porta-tubos adicionais incluídos.

### Fácil de Monitorar

Processe amostras com mais eficiência com a iluminação LED da tampa da HORIZON: desligada, quando a centrífuga está pronta para carregar; ligada, quando está em funcionamento; e piscando, no final do ciclo.

### Feita para Durar

Nenhuma manutenção de rotina. Motor sem escova, componentes compósitos de engenharia.

### Projetada para Segurança

Proteja seu laboratório com detecção de desequilíbrios e uma tampa inquebrável que só pode ser aberta quando o rotor estiver parado, mesmo que a unidade perca potência

### Um Grande Valor

Qualidade imbatível para qualquer orçamento. Todas as centrífugas HORIZON estão prontas para operar com rotor de ângulo fixo, porta-tubos universais de 75-100 mm (3-10 ml), porta-tubos de 125 mm (15 ml), e garantia de 2 anos, tudo isso a um preço acessível.

Escolha a HORIZON 6 Flex FA pela flexibilidade e exibição de ciclos.  
Escolha a HORIZON 6 FA pela simplicidade.



Capacidade dos Tubos	6 (75, 100 ou 125 mm/3-15 ml)
Aplicações	PRP, Bioquímica, PPP, Coagulação, Urina
Centrifugação	Ângulo Fixo (máx. 1.850 xg/3.900 RPM)
Incluindo	Rotor, porta-tubos
Garantia *	2 anos (rotor: garantia vitalícia)

\* Garantia estendida disponível

Nível de Ruído:	64 dBA
Dimensões (L x P x A):	12 x 14 x 9 pol (30 x 36 x 23 cm)
Peso:	12 lbs (5,4 kg)
Potência:	95 a 253 V – 50/60 Hz

Projetado, fabricado e com manutenção nos EUA

# HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA



As luzes da tampa indicam o status do ciclo: pronto, em execução, concluído

A luz de LED indica o ciclo atual

Visualize o ciclo e o tempo restante de centrifugação na tela

Programa seu ciclo validado e atribua ao seu ciclo um nome personalizado

Armazene até 10 programas ou use predefinições padrão para bioquímica, coagulação e urina\*



Selecione o ciclo predefinido: bioquímica, coagulação, urina\*

Configurações podem ser fixas em um único ciclo ou personalizadas no laboratório

*\* predefinições baseadas nas diretrizes do CLSI e nas Instruções para Utilização do fabricante do tubo*

Números das Peças	HORIZON 6 Flex FA	HORIZON 6 FA
Centrífuga	00-376-009-001	00-276-009-001
Porta-tubos/caçamba de substituição de 75-100 mm	7713079 (1 qtd)	7713079 (1 qtd)
Porta-tubos/caçamba laranja de substituição de 125 mm	7713044 (1 qtd)	7713044 (1 qtd)
Plataforma SmartView	00-079-009-001	00-079-009-001
Extensão de Garantia de 1 ano	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Extensão de Garantia de 2 anos	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Extensão de Garantia de 3 anos	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Configurações Personalizadas *	00-100-100-101	00-100-100-101

\* Adicione este número de peça no seu pedido da centrífuga para ter seus ciclos personalizados validados pré-programados na fábrica

Ciclos Padrão Predefinidos		Com Suporte de Tubos Azul (tubos 75-100 mm/3-10 ml)	Com Porta-tubos Laranja (tubos de 125 mm/15 ml)
1 (Bioquímica)	10 min em 3.900 RPM	1.600 xg	1.850 xg
2 (Coagulação, PPP)	15 min em 3.800 RPM	1.500 xg	N/A
3 (PRP, Urina)	5 min em 2.200 RPM	500 xg	600 xg

LISTADA  
PELA FDA



RoHS  
Compliant



ISO13485  
certified



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

